



Remedia-Strahlenschutztaschen für homöopathische Arzneien

Der Einzug moderner Technologien in das Alltagsleben verursacht zusätzliche Strahlenbelastungen (Elektro-Smog). Unter anderem sind diese bei Radarstrahlen, Mikrowellen- und Induktionsherden, WLAN-Routern, GSM-Mobilfunkantennen, Handys oder DECT-Schnurlostelefonen feststellbar.

Schutz für Ihre Homöopathika!

Wirksamer Strahlenschutz durch hochwertiges Silbergewebe schützt bis 99,99%. Remedia-Strahlenschutztaschen können bis zu fünf Remedia 1g Globuli-Tubes oder bis zu fünf Remedia 10g Globuli-Fläschchen aufnehmen, so dass die Homöopathika geschützt in der Handtasche unterwegs oder auch zuhause aufbewahrt werden können.



Remedia-Schlüsseltasche ca. 10 x 8 cm

- Für die sichere Aufbewahrung der Homöopathika
- Ideal zur Aufnahme von bis zu fünf 1g Remedia-Tubes
- Ausführung als Schlüsseltasche inkl. Schlüsselring zur Befestigung am Schlüsselbund oder an Rucksäcken, Tornister und Taschen

Remedia-Strahlenschutztasche ca. 15 x 10,5 cm

- Für die sichere Aufbewahrung der Homöopathika
- Ideal für die Aufnahme von bis zu fünf 10g Remedia-Globuli-Fläschchen
- Ausführung für die Aufbewahrung zu Hause, die Mitnahme im Alltag oder auf Reisen

Produkt- und Sicherheitshinweise (Beipackzettel):
Hergestellt für: REMEDIA Homöopathie Mag. Robert Müntz Ges.m.b.H.
Hauptstraße 4, A-7000 Eisenstadt
Internet: www.remedia.at

Konformitätserklärung nach EU-Richtlinie:

Alle, für Remedia hergestellten Strahlenschutztaschen entsprechen den jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften im Sinne der Produktgestaltung und -haftung. Es werden ausschließlich Basis-Materialien im europäischen Handel eingekauft, die den geltenden Richtlinien hinsichtlich Schadstoffe und Schadstoffemission laut Lieferantenangaben entsprechen. Remedia weist dieses durch die Produkt-Kennzeichnung mit den CE-Zeichen aus.

Handhabungshinweise der Remedia-Strahlenschutztaschen:

Die Schutztaschen sind ausschließlich für die Aufbewahrung von Behältnisse (z.B. Tubes) für homöopathische Arzneien bestimmt. Dem Produkt entsprechend werden Behältnisse in die Taschen gelegt, wobei darauf zu achten ist, dass die Taschen ordnungsgemäß verschlossen sind. Es ist auf einen festen Verschluss der Tasche zu achten. Nur bei sicherem Verschluss der Klappe werden elektromagnetische Strahlen (elektromagnetische Wellen) sicher durch den physikalischen Effekt des Faraday'schen Käfigs abgeleitet. Eine Überfüllung beeinflusst die Schutzfunktionen der Taschen (z.B. Abschirmung Elektrosmog) Bei den Schutztaschen handelt es sich um kein Spielzeug und darf Kleinkindern nicht zugänglich gemacht werden.

Wasch- und Reinigungshinweise der Remedia-Strahlenschutztaschen:

Remedia Schutztaschen dürfen nicht mit der Hand gewaschen werden. Die Einwirkung der Handwäsche kann das Gittergeflecht des Silber-Stoffes beschädigen oder zerstören, wodurch die Abschirmung beeinträchtigt werden kann. Bei leichten Verunreinigungen empfiehlt sich das vorsichtige Entfernen des Schmutzes mit einem feuchten Tuch. Bei grober Verunreinigung wird eine Maschinenwäsche (Schongang ohne Schleudern) mit einer Temperatur von max. 30 Grad Celsius empfohlen.

Gewährleistung für die Remedia-Strahlenschutztaschen:

Für alle, für Remedia hergestellten Schutztaschen wird ein Gewährleistungszeitraum von 2 Jahren gewährt. Es gelten die dementsprechenden gesetzlichen Richtlinie sowie die AGBs der Remedia.

Bestätigung HF-Abschirmung:

Die Remedia Strahlenschutztaschen verwenden die Dämpfung (Abschirmung) des Elektro-Smogs (HF-bis 20GHz) den Abschirmstoff „YSHIELD SilverTwin“ der eine durch regelmäßige Prüfung nachgewiesenen Schirmdämpfung von 57db erreicht. Prüfprotokoll auf Anfrage verfügbar.

